

Anti-Osmkk4 ポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q6K4Q0

商品番号: CM0018973

前書き

イネOsMKK4に対するウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロット（WB）およびELISAで検証済み。
イネ（Oryza sativa）における植物防御シグナリングおよびキナーゼ機能の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	OsMKK4 Rabbit pAb
備考/別名	OJ1316_E06.24; OsMKK4
種	Oryza sativa（イネ）
遺伝子ID	4330957
免疫原	イネOsMKK4（Q6K4Q0）のアミノ酸100-200に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	Oryza sativa（イネ）
SWISS	Q6K4Q0
タンパク質分子量	40kDa
配送	氷袋