

WbおよびElisa用Anti-Osmpk6ポリクローナル抗体 - Q336X9

商品番号: CM0023862

前書き

イネの分裂促進因子活性化プロテインキナーゼ6（OsMPK6, Q336X9）を標的とする、高品質なウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAに最適です。イネ（*Oryza sativa*）のMAPKシグナル伝達経路の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	OsMPK6 Rabbit pAb
備考/別名	MPK6; OsMPK6
種	<i>Oryza sativa</i>
GeneID	4349225
免疫原	組換えタンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	<i>Oryza sativa</i>
SWISS	Q336X9
タンパク質分子量	43kDa
配送	アイスバック