

Wb、Elisa用抗Osmrポリクローナル抗体 - Q99650

商品番号: CM0030950

前書き

ヒトOSMRに対するウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。ヒトおよびマウスと反応します。免疫学および皮膚科学の研究におけるオンコスタチンMおよびIL-31シグナリングの研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	OSMR ウサギ pAb
備考/別名	OSMRB; PLCA1; IL-31RB; OSMRbeta; IL-31R-beta; OSMR
種	ヒト
GeneID (ヒト)	9180
GeneID	9180
免疫原	ヒトOSMR (NP_003990.1) のアミノ酸100-200に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト, マウス
SWISS	Q99650
タンパク質分子量	111kDa
配送	氷袋