

Wb、Ihc-P、Elisa用抗Osr1ウサギポリクローナル抗体 - Q8Tax0

商品番号: CM0021510

前書き

ヒトOSR1（odd-skipped-related 1）を標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体です。WB、IHC-P、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットに反応します。胚発生および転写調節の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	OSR1ウサギpAb
備考／別名	ODD；OSR1
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	130497
遺伝子ID	130497
免疫原	ヒトOSR1（NP_660303.1）のアミノ酸28～115に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q8TAX0
タンパク質分子量	30kDa
輸送条件	保冷バッグ