

Wb、Elisa用 Anti-Osr2 ポリクローナル抗体 - Q8N2R0

商品番号: CM0024603

前書き

WBおよびELISA用に検証済みのウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのOSR2を認識します。歯胚発生および亜鉛フィンガー転写因子の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	OSR2 ウサギ pAb
備考/別名	OSR2
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	116039
免疫原	ヒト OSR2 (NP_001135934.1) のアミノ酸250-312に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q8N2R0
タンパク質分子量	36kDa
発送	保冷バッグ