

WbおよびElisa用抗Osrack1Aポリクローナル抗体 - P49027

商品番号: CM0022202

前書き

イネ（*Oryza sativa*）におけるウエスタンブロット（WB）およびELISAでバリデーション済みのOsRACK1Aウサギポリクローナル抗体。自然免疫および植物防御の正の調節因子である約36 kDaのRACK1zタンパク質を検出します。イネいもち病研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	OsRACK1AウサギpAb
備考／別名	RWD; GPB-LR; RACK1A; OsRACK1A
種	<i>Oryza sativa</i>
GeneID	4324115
免疫原	<i>Oryza sativa</i> OsRACK1Aのアミノ酸1〜334に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。（P49027）
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	<i>Oryza sativa</i>
SWISS	P49027
タンパク質分子量	36 kDa
配送	保冷バッグ