

Wb・Elisa用抗Osrd6/Shl2ウサギポリクローナル抗体 - Q8Lhh9

商品番号: CM0024182

前書き

イネOsRDR6（SHL2、SHOOTLESS2）を標的とするウサギポリクローナル抗体で、ウェスタンブロット（WB）およびELISAに対応しています。このRNA依存性RNAポリメラーゼは苗条分裂組織の発生とta-siRNA経路に不可欠であり、植物発生生物学の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	OsRDR6 Rabbit pAb
別名	SHL2; SHOOTLESS2; OsRDR6
対象種	イネ（Oryza sativa）
遺伝子ID	4323938
免疫原	イネ（Oryza sativa）OsRDR6（Q8LHH9）のアミノ酸963～1218番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用用途	WB、ELISA
交差反応性	イネ（Oryza sativa）
SWISS	Q8LHH9
タンパク質分子量	137kDa
輸送方法	氷袋梱包