

Anti-Ostb1 ウサギポリクローナル抗体（Wb用） - Q8Ln68

商品番号: CM0024222

前書き

イネ（*Oryza sativa*）の転写因子TB1検出用OsTB1ウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済みです。分げつおよび腋芽の制御に関する植物発生生物学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	OsTB1 Rabbit pAb
備考/別名	TCP8; OsTB1
種	イネ (<i>Oryza sativa</i>)
GeneID	4333856
免疫原	イネOsTB1のアミノ酸270-388に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。(Q8LN68)
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	イネ (<i>Oryza sativa</i>)
SWISS	Q8LN68
タンパク質分子量	42kDa
配送	アイスパック