

WbおよびElisa用抗Ostcウサギポリクローナル抗体 - Q9Nrp0

商品番号: CM0019786



前書き

OSTCウサギpAbは、ウエスタンブロット(WB)およびELISAにおいてヒト、マウス、ラットのサンプルで検証されています。N-グリコシル化研究および小胞体生物学研究に重要なオリゴサッカリルトランスフェラーゼ複合体サブユニットOSTCを標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	OSTC ウサギ pAb
別名/略称	DC2; OSTC
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	58505
遺伝子ID	58505
免疫原	合成ペプチド ヒトOSTC (NP_067050.1) のアミノ酸50位からC末端までの配列に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9NRP0
タンパク質分子量	17kDa
発送方法	保冷剤