

抗Osteウサギポリクローナル抗体 (Wb, Elisa用) - Q10Sh0

商品番号: CM0022639

前書き

イネ（*Oryza sativa*）のウェスタンブロットおよびELISAで検証済みのOsTE (TAD1/OsCCS52A) ウサギポリクローナル抗体。WDリピート細胞周期タンパク質、56 kDa。イネの研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	OsTE ウサギpAb
備考/別名	TAD1, TE, OsCCS52A, OsTE
種	イネ (<i>Oryza sativa</i>)
GeneID	4331448
免疫原	イネ OsTE (Q10SH0) のアミノ酸1-100番目以内の配列に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	イネ (<i>Oryza sativa</i>)
SWISS	Q10SH0
タンパク質重量	56kDa
配送	アイスバッグ