

抗オステオカルシン（Bglap）ウサギポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa用） - P02818

商品番号: CM0014982



前書き

ヒトオステオカルシン（BGLAP）に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAに適しています。マウスおよびラットとの交差反応性あり。骨石灰化とホルモン調節に関与する骨Glaタンパク質を標的とします。体外診断用医薬品（IVD）原料調達に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	オステオカルシン（BGLAP）ウサギ pAb
備考/別名	OC; BGP; OCN; Osteocalcin (BGLAP)
種	ヒト
GeneID (ヒト)	632
GeneID	632
免疫原	ヒトオステオカルシン（BGLAP）のアミノ酸1-100に対応する合成ペプチド（NP_954642.1）
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用方法	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P02818
タンパク質分子量	11kDa
発送方法	保冷バッグ