

抗オステオカルシン/Ocn

ウサギポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa対応） - P02818

商品番号: CM0029350



前書き

ヒトオステオカルシン（BGLAP）を標的とするウサギポリクローナル抗体で、WB、IF/ICC、ELISAに適しています。ヒト、マウス、ラットと交差反応性を示し、骨生物学および代謝研究をサポートします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	オステオカルシン/OCN ウサギpAb
別名	OC; BGP; OCN; オステオカルシン (BGLAP)
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	632
遺伝子ID	632
免疫原	合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用用途	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P02818
タンパク質分子量	11kDa
輸送方法	保冷剤