

抗オステオグリシン (Ogn) ウサギポリクローナル抗体 (Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa用) - P20774

商品番号: CM0030002

前書き

ヒトオステオグリシン (OGN)
に対するウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロット、免疫組織化学、免疫蛍光染色、ELISAに対応。
ヒト、マウス、ラットと交差反応性あり。約34 kDaのタンパク質を検出。骨生物学研究に適用可能。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	オステオグリシン (OGN) ウサギpAb
備考/別名	OG; OIF; SLRR3A; オステオグリシン (OGN)
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	4969
遺伝子ID	4969
免疫原	ヒトオステオグリシン (OGN) のアミノ酸20-298に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_054776.1)
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P20774
タンパク質重量	34kDa
配送	アイスバッグ