


ウエスタンブロット、Elisa用 抗オステオポンチンモノクローナル抗体 - P10451

商品番号: CM0002224



前書き

ヒトオステオポンチン (OPN/SPP1) を標的とするウサギモノクローナル抗体。ウエスタンブロットおよびELISAに適しています。ヒトオステオポンチン (35 kDa) を認識。骨生物学および免疫応答研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	オステオポンチン ウサギ mAb
備考/別名	OPN; BNSP; BSP1; ETA-1; Osteopontin
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	6696
遺伝子ID	6696
免疫原	ヒトオステオポンチン (P10451) のアミノ酸200-300に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P10451
タンパク質分子量	35kDa
発送	保冷バッグ