


Wb、Elisa用 抗オステオポンチン ポリクローナル抗体 - P10451

商品番号: CM0013354



前書き

ウェスタンブロットおよびELISAで検証済みの抗オステオポンチンポリクローナル抗体です。ヒト、マウス、ラットのオステオポンチンを検出し、アミノ酸17-314を認識します。細胞-基質相互作用やサイトカイン機能の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

仕様	詳細
製品名	オステオポンチン ウサギpAb
別名	OPN; BNSP; BSPI; ETA-1; オステオポンチン
対象種	ヒト
遺伝子ID	6696
免疫原	ヒトオステオポンチン (NP_001035147.1) のアミノ酸17-314に対応する組換えタンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
応用分野	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P10451
タンパク質分子量	35kDa
発送方法	氷袋梱包