


Wb、Elisa用Anti-Ostm1ポリクローナル抗体 - Q86Wc4

商品番号: CM0016778



前書き

ヒトOSTM1（塩素イオンチャネル7ベータサブユニットとしても知られる）に対するウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済みで、マウスおよびラットとの交差反応性があります。破骨細胞およびメラノサイトの成熟と機能に不可欠です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	OSTM1 Rabbit pAb
備考/別名	GL, GIPN, OPTB5, HSPC019, OSTM1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	28962
免疫原	ヒトOSTM1 (NP_054747.2) のアミノ酸32-284に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q86WC4
タンパク質分子量	37kDa
配送	氷袋