

抗Ostt1ウサギポリクローナル抗体 (Wb, Elisa用) - Q10Kf0

商品番号: CM0019473

前書き

WBおよびELISAで検証済みの、イネOsTT1（プロテアソームサブユニットαタイプ2）に対するウサギポリクローナル抗体。予測分子量約26kDaのOryza sativa（イネ）標的タンパク質を認識します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	OsTT1 ウサギポリクローナル抗体
備考/別名	PAB1; OsPAB1; OsJ_11088; OsTT1
種	Oryza sativa（イネ）
遺伝子ID	4333000
免疫原	Oryza sativa OsTT1 (Q10KF0) のアミノ酸135-235に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
宿主	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	Oryza sativa（イネ）
SWISS	Q10KF0
タンパク質重量	26kDa
配送	アイスパック