


Anti-Otc ウサギモノクローナル抗体（Wb、If-P、Elisa用途） - P00480

商品番号: CM0005091



前書き

WB、IF-

P、ELISAでの使用が検証済みの組換えウサギモノクローナルOTC抗体で、ヒト、マウス、ラットと交差反応性を示します。尿素回路研究やIVDアッセイ開発に不可欠な試薬です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	OTC ウサギmAb
別名	OCTD; OTCl; OTCD; OTCaSe; OTC
対象種	ヒト
遺伝子ID	5009
免疫原	ヒトOTC (NP_000522.3) のアミノ酸215～354番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IF-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P00480
タンパク質分子量	40kDa
発送方法	氷袋梱包