


WbおよびElisa用抗Otcウサギポリクローナル抗体 - P00480

商品番号: CM0026832



前書き

ウェスタンブロッティングおよびELISAで検証済みのウサギ抗OTCポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのOTCを検出します。尿素回路、アンモニア解毒、ミトコンドリア代謝の研究に不可欠です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	OTCウサギポリクローナル抗体
備考/別名	OCTD; OTCl; OTCD; OTCase; OTC
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5009
GeneID	5009
免疫原	ヒトOTCのアミノ酸215-354に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_000522.3)。
宿主	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P00480
タンパク質重量	40kDa
配送	アイスパック