

Wb、Elisa用抗Otofポリクローナル抗体 - Q9Hc10

商品番号: CM0021827

前書き

ヒトサンプルのWBおよびELISAで検証済みのOTOFウサギポリクローナル抗体です。組換え免疫原（アミノ酸1-300）はオトフェリンを標的とします。オトフェリンは蝸牛有毛細胞のシナプス小胞エキソサイトーシスに必須のカルシウムセンサーであり、聴覚および難聴研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	OTOF ウサギ pAb
備考/別名	AUNB1; DFNB6; DFNB9; NSRD9; FERIL2; OTOF
種	ヒト
GeneID（ヒト）	9381
GeneID	9381
免疫原	ヒトOTOF（NP_919224.1）のアミノ酸1-300に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
応用用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9HC10
タンパク質分子量	227kDa
輸送方法	氷袋