

抗Otpウサギポリクローナル抗体 (Wb, Ihc-P, Elisa用) - Q5Xkr4

商品番号: CM0017182

前書き

ヒトOTP（Homeobox protein orthopedia）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAアプリケーションに適しており、ヒト、マウス、ラットのサンプルと交差反応します。視床下部神経内分泌分化の研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	OTP ウサギpAb
備考/別名	OTP
種	ヒト
GeneID (ヒト)	23440
GeneID	23440
免疫原	ヒトOTPの1-130アミノ酸に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_115485.1)
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q5XKR4
タンパク質分子量	34kDa
配送	アイスバッグ