


Wb、Elisa用抗Otub1ポリクローナル抗体 - Q96Fw1

商品番号: CM0016323



前書き

タンパク質のターンオーバー、DNA修復、免疫調節に
関与するヒトOTUB1を標的とする高品質なウサギポリ
クローナル抗体。ウエスタンブロットおよびELISAで
バリデーション済みで、マウスとも交差反応します。
基礎研究およびIVDアッセイ開発に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	OTUB1 Rabbit pAb
備考／別名	OTB1; OTU1; HSPC263; OTUB1
生物種	ヒト
GeneID (ヒト)	55611
GeneID	55611
免疫原	ヒトOTUB1 (NP_060140.2) のアミノ酸50～150内の配列に対応する合成ペプチド
由来動物	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q96FW1
タンパク質分子量	31kDa
配送	アイスバッグ