


Wb、Elisa用抗Otub2ウサギポリクローナル抗体 - Q96Dc9

商品番号: CM0020495



前書き

WBおよびELISAでの使用が検証済みの抗OTUB2ウサギポリクローナル抗体です。タンパク質代謝回転に関与する脱ユビキチン化酵素であるヒトユビキチンチオエステラーゼOTUB2を標的としており、ユビキチン経路の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	OTUB2 Rabbit pAb
別名	OTB2, OTU2, C14orf137, OTUB2
対象種	ヒト
GeneID	78990
免疫原	ヒトOTUB2 (NP_075601.1) のアミノ酸1-73に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q96DC9
タンパク質分子量	27kDa
輸送方法	保冷剤