

Anti-Otud4 ウサギポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa用） - Q01804

商品番号: CM0023797

前書き

OTUD4 (HIN1)

を標的とするウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットサンプルにおけるWB、IF/ICC、ELISAで検証済み。脱ユビキチン化、炎症性シグナル伝達、DNA修復におけるOTUD4の役割を調査。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	OTUD4 ウサギ pAb
備考/別名	HIN1; DUBA6; HSHIN1; OTUD4
種	ヒト
GeneID (ヒト)	54726
GeneID	54726
免疫原	ヒトOTUD4 (NP_001096123.1) のアミノ酸200-500に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q01804
タンパク質分子量	124kDa
輸送	保冷バッグ