

Wb・Elisa用抗Otx1モノクローナル抗体 - P32242

商品番号: CM0003298

前書き

ヒトOTX1（ホメオボックスタンパク質OTX1）を標的とする高品質ウサギモノクローナル抗体。ウエスタンブロッティングおよびELISAに適用可能で、マウス・ラットと交差反応します。脳発生研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	OTX1 ウサギmAb
対象種	ヒト
GeneID	5013
免疫原	ヒトOTX1（NP_055377.1）のアミノ酸1-100番に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB, ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	P32242
タンパク質分子量	37kDa
発送	氷袋梱包