

## Wb、Elisa用抗Otx2ウサギモノクローナル抗体 - P32243

商品番号: CM0011794

### 前書き

ウエスタンブロットおよびELISA用途向けの高品質OTX2ウサギモノクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットで検証済み。脳の発生および転写制御の研究をサポートします。

### [詳細を学ぶ](#)

| パラメータ      | 値                                                  |
|------------|----------------------------------------------------|
| 製品名        | OTX2ウサギmAb                                         |
| 備考／別名      | CPHD6; MCOPS5; OTX2                                |
| 種          | ヒト                                                 |
| GeneID（ヒト） | 5015                                               |
| GeneID     | 5015                                               |
| 免疫原        | 合成ペプチド - ヒトOTX2（P32243）のアミノ酸190～289内の配列に対応する合成ペプチド |
| 由来         | ウサギ                                                |
| カテゴリー      | モノクローナル抗体                                          |
| 用途         | WB、ELISA                                           |
| 交差反応性      | マウス、ラット                                            |
| SWISS      | P32243                                             |
| タンパク質分子量   | 32kDa                                              |
| 輸送         | 保冷バッグ                                              |