

Ihc-P、If/Icc、Elisa用Anti-Otx2ラビットポリクローナル抗体 - P32243

商品番号: CM0017144

前書き

免疫組織化学、免疫蛍光、ELISA用の高品質な抗OTX2ラビットポリクローナル抗体。マウスおよびラットのOTX2と交差反応します。脳および感覚器官の発生研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	OTX2 Rabbit pAb
備考/別名	CPHD6; MCOPS5; OTX2
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	5015
遺伝子ID	5015
免疫原	組換えタンパク質 (ヒトOTX2 (NP_068374.1) のアミノ酸140-280に相当する配列を含む組換え融合タンパク質)
ソース	ラビット
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	P32243
タンパク質分子量	32kDa
配送	アイスパック