

WbおよびElisa用抗Otx2ウサギポリクローナル抗体 - P32243

商品番号: CM0028067

前書き

WBおよびELISAで検証済みのOTX2ウサギポリクローナル抗体で、マウスと交差反応性を示します。ヒトホメオボックスタンパク質OTX2（32 kDa）を標的とし、発生神経科学や希少疾患研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	OTX2 Rabbit pAb
備考/別名	CPHD6; MCOPS5; OTX2
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	5015
遺伝子ID	5015
免疫原	組換えタンパク質 ヒトOTX2（NP_068374.1）のアミノ酸140〜280番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質です。
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	P32243
タンパク質分子量	32kDa
発送方法	氷袋