

ウエスタンブロットおよびElisa用 抗Ovgp1ウサギポリクローナル抗体 - Q12889

商品番号: CM0013486

前書き

ヒトOVGP1を標的とするウサギポリクローナル抗体で、ヒト、マウス、ラットにおけるウエスタンブロットおよびELISAで検証済み。受精、初期胚発生、卵管生物学に関する研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	OVGP1 ウサギ pAb
備考/別名	EGP, OGP, MUC9, CHIT5, OVGP1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5016
GeneID	5016
免疫原	ヒトOVGP1 (NP_002548.3) のアミノ酸22-260に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q12889
タンパク質分子量	75kDa
輸送	アイスバッグ