

Wb、Elisa用 抗Ovol2ポリクローナル抗体 - Q9Brp0

商品番号: CM0020023

前書き

ヒトOVOL2 (ZNF339)
を標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済みで、マウスおよびラットとの交差反応性あり。上皮間葉転換、発生生物学、転写制御研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	OVOL2 ウサギ pAb
備考/別名	CHED; CHED1; CHED2; PPCD1; ZNF339; EUROIMAGE566589; OVOL2
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	58495
遺伝子ID	58495
免疫原	ヒトOVOL2 (NP_067043.2) のアミノ酸24-98に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	Q9BRP0
タンパク質分子量	30kDa
発送	保冷バッグ