


Wb、If/Icc、Elisa用 抗Ox40L ウサギポリクローナル抗体 - P23510

商品番号: CM0021687



前書き

ヒトOX40L（CD252、TNFSF4）に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。マウスとの交差反応性あり。T細胞共刺激およびサイトカイン研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	OX40L ウサギ pAb
備考/別名	GP34; CD252; OX40L; TXGP1; CD134L; OX-40L; TNLG2B; OX40L
種特異性	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	7292
遺伝子ID	7292
免疫原	組換えタンパク質 ヒトOX40L（NP_003317.1）のアミノ酸51-183に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用方法	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P23510
タンパク質分子量	21kDa
発送方法	保冷バッグ