


ウェスタンブロットおよびElisa用 抗Oxa1Lウサギポリクローナル抗体 - Q15070

商品番号: CM0027217



前書き

抗OXA1Lウサギポリクローナル抗体（pAb）は、ヒトOXA1Lを特異的に検出し、マウスおよびラットと交差反応性を示します。ウェスタンブロット（WB）およびELISAで検証済みであり、ミトコンドリア内膜タンパク質挿入酵素の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	OXA1L ウサギ pAb
備考/別名	OXA1; OXA1L1; OXA1L
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	5018
遺伝子ID	5018
免疫原	ヒトOXA1L（NP_005006.4）のアミノ酸336-435に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q15070
タンパク質分子量	49kDa
発送	保冷バッグ