

抗Oxct1ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P55809

商品番号: CM0030265



前書き

ケトン体異化の関与

酵素であるOXCT1（SCOT）に対するウサギポリクローナル抗体です。ヒト、マウス、ラットのサンプルを用いたWBおよびELISAで実用性が確認されています。代謝研究やミトコンドリア機能研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	OXCT1 Rabbit pAb
備考／別名	OXCT; SCOT; OXCT1
対象種	ヒト
遺伝子ID	5019
免疫原	ヒトOXCT1（NP_000427.1）のアミノ酸261～520番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P55809
タンパク質分子量	56kDa
発送	氷袋梱包