

Wb、If-P、Elisa用Anti-Oxct2ポリクローナル抗体 - Q9Byc2

商品番号: CM0018810

前書き

ヒトOXCT2（ミトコンドリアケトン体異化酵素）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IF-P、ELISAアプリケーションで検証済み。ヒト、マウス、ラットとの交差反応性があります。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	OXCT2 Rabbit pAb
備考/別名	SCOTT; FKSG25; OXCT2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	64064
GeneID	64064
免疫原	ヒトOXCT2 (NP_071403.1) のアミノ酸430-510に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9BYC2
タンパク質分子量	56kDa
配送	氷袋