

抗Oxgr1/Gpr99 ウサギモノクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa対応） - Q96P68

商品番号: CM0002564



前書き

ヒトOXGR1/GPR99（2-オキソグルタル酸受容体1）に特異的な組換えウサギモノクローナル抗体です。ウエスタンブロット、免疫蛍光、ELISAに適しています。マウスおよびラットと交差反応します。GPCRシグナル伝達、代謝、自然免疫研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	OXGR1 / GPR99 ウサギmAb
備考/別名	aKGR; GPR80; GPR99; P2Y15; P2RY15; OXGR1 / GPR99
対象種	ヒト
GeneID（ヒト）	27199
GeneID	27199
免疫原	合成ペプチド ヒトOXGR1 / GPR99（Q96P68）のアミノ酸150-250領域内の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用用途	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q96P68
タンパク質分子量	38 kDa
輸送方法	保冷剤