

Wb、If-P、Elisa用抗Oxr1モノクローナル抗体 - Q8N573

商品番号: CM0006535

前書き

WB、IF-P、ELISAでバリデーション済みの組換え抗OXR1ウサギモノクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットの24～98 kDaアイソフォームを検出します。酸化ストレス、V-ATPase制御、神経保護の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	OXR1ウサギmAb
備考／別名	TLDC3; CHEGDD; Nbla00307; OXR1
種	ヒト
GeneID（ヒト）	55074
GeneID	55074
免疫原	ヒト OXR1（NP_001185461.1）のアミノ酸705～874に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IF-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q8N573
タンパク質分子量	24～98 kDa
輸送	保冷バッグ