

WbおよびElisa用 抗Oxr1ウサギポリクローナル抗体 - Q8N573

商品番号: CM0019081

前書き

ヒトOXR1（酸化抵抗性タンパク質1）に対するウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットサンプルにおけるウェスタンブロットおよびELISAで検証済み。酸化ストレス、ゴルジ体pH調節、神経保護の研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	OXR1 ウサギ pAb
備考/別名	TLDC3; CHEGDD; Nbla00307; OXR1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	55074
GeneID	55074
免疫原	組換えタンパク質 ヒトOXR1のアミノ酸705-874に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_001185461.1)
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q8N573
タンパク質分子量	98kDa
発送	保冷バッグ