


Anti-Oxsm ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q9Nwu1

商品番号: CM0020621



前書き

ウェスタンブロットおよびELISA用のOXSMウサギポリクローナル抗体を検証済み。ヒト、マウス、ラットの3-オキソアシル-

ACPシンターゼ（ミトコンドリア）と反応します。脂肪酸合成、脂質代謝、およびミトコンドリア機能の研究をサポートします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	OXSM Rabbit pAb
備考/別名	KS; CEM1; KASI; FASN2D; OXSM
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	54995
免疫原	組換えタンパク質[ヒトOXSM (NP_060367.1) のアミノ酸80-459に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9Nwu1
タンパク質分子量	49kDa
配送	アイスバッグ