


Wb、If/Icc、Elisa用抗Oxsr1ウサギポリクローナル抗体 - O95747

商品番号: CM0018351



前書き

WNK-

OSR1経路のセリン/スレオニンキナーゼであるOXSR1 (OSR1) を標的とするウサギポリクローナル抗体。

ヒト、マウス、ラットにおいてWB、IF/ICC、ELISAでの検証が完了しています。イオン輸送、ストレス応答、血管新生の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	OXSR1 ウサギpAb
備考/別名	OSR1; OXSR1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	9943
遺伝子ID	9943
免疫原	合成ペプチド ヒトOXSR1 (NP_005100.1) のアミノ酸1-100領域内の配列に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O95747
タンパク質分子量	58kDa
輸送方法	保冷剤