


Wb、Elisa用抗Oxtウサギポリクローナル抗体 - P01178

商品番号: CM0016414



前書き

ヒトOXT（オキシトシン-ニューロフィジン1プロプロテイン）に対する高品質なウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで実証済みで、ヒト、マウス、ラットと交差反応します。社会行動および生殖生物学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	OXT Rabbit pAb
別名	OT; OT-NPI; OXT-NPI; OXT
対象種	ヒト
遺伝子ID	5020
免疫原	ヒトOXT（NP_000906.1）のアミノ酸1-125番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P01178
タンパク質分子量	13kDa
発送方法	氷袋