


Wb、Elisa用抗オキシトシン受容体モノクローナル抗体 - P30559

商品番号: CM0003653



前書き

ヒトオキシトシン受容体（OXTR、P30559）に対するウサギモノクローナル抗体です。WBおよびELISAアプリケーションに対応し、マウスおよびラットと交差反応性を示します。神経ペプチドホルモンシグナル伝達、社会行動、受容体薬理学の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	オキシトシン受容体 ウサギmAb
備考/別名	OTR; OT-R; オキシトシン受容体
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	5021
遺伝子ID	5021
免疫原	ヒトオキシトシン受容体（P30559）のアミノ酸50～150番に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P30559
タンパク質分子量	43kDa
輸送方法	氷袋