


Wb、If、Fc、Elisa用 抗P-カドヘリン ウサギモノクローナル抗体 - P22223

商品番号: CM0004106



前書き

ヒトP-カドヘリン（CDH3）に対する高品質なウサギモノクローナル抗体。WB、IF/ICC、IF-P、FC、ELISAで検証済み。内在性P-カドヘリンタンパク質（約87/91 kDa）を認識。細胞接着および癌研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	P-カドヘリン ウサギ mAb
備考/別名	CDHP; HJMD; PCAD
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	1001
遺伝子ID	1001
免疫原	ヒトP-カドヘリン（NP_001784.2）のアミノ酸108-654に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB、IF/ICC、IF-P、FC、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P22223
タンパク質分子量	87kDa/91kDa
輸送	保冷バッグ