

Wb、If-P、Ihc-P、Elisa用抗P糖タンパク質モノクローナル抗体 - P08183

商品番号: CM0005227



前書き

P糖タンパク質（ABCB1/MDR1）を標的とするウサギモノクローナル抗体。WB、IF-P、IHC-P、ELISAで検証済みです。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。多剤耐性およびトランスポーター研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	P糖タンパク質 ウサギ mAb
備考/別名	CLCS; MDR1; P-GP; PGY1; ABC20; CD243; GP170; p-170
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5243
GeneID	5243
免疫原	ヒトP糖タンパク質（NP_000918.2）のアミノ酸603-692に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P08183
タンパク質分子量	141kDa
配送	アイスパック