

Wb、Elisa用抗P糖蛋白ウサギモノクローナル抗体 - P08183

商品番号: CM0002814



前書き

ヒトP糖蛋白（ABCB1/MDR1）に対するウサギモノクローナル抗体で、WBおよびELISAでの性能が確認済みです。マウスおよびラットと交差反応します。多剤耐性および薬物輸送の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KOバリデート済み] P糖蛋白 ウサギmAb
別名	CLCS; MDR1; P-GP; PGY1; ABC20; CD243; GP170; p-170; P Glycoprotein
対象種	ヒト
GeneID（ヒト）	5243
GeneID	5243
免疫原	ヒトP糖蛋白（P08183）のアミノ酸393～710番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
分類	モノクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P08183
タンパク質分子量	141kDa
発送	氷袋