

P糖タンパク質ウサギPab - P08183

商品番号: CM0018213



前書き

ヒトP糖タンパク質（ABCB1）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-

P、IF/ICC、ELISAでバリデーション済み。マウスと交差反応します。多剤耐性およびABCトランスポーター研究に有用な主要ツールです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	P糖タンパク質ウサギpAb
備考／別名	CLCS; MDR1; P-GP; PGY1; ABC20; CD243; GP170; p-170; P糖タンパク質
種	ヒト
GeneID（ヒト）	5243
GeneID	5243
免疫原	組換えタンパク質、ヒトP糖タンパク質（NP_000918.2）のアミノ酸590～689に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P08183
タンパク質重量	141kDa
配送	保冷バッグ