

Wb、Elisa用抗P150 Caf1ウサギモノクローナル抗体 - Q13111

商品番号: CM0009898



前書き

ヒトp150

CAF1 (CHAF1A) に対する高品質なウサギモノクローナル抗体。ウエスタンブロットおよびELISAで検証済み。クロマチン形成ならびにDNA複製・修復プロセスの研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	p150 CAF1 ウサギmAb
備考／別名	CAF1; P150; CAF-1; CAF1B; CAF1P150; p150 CAF1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	10036
GeneID	10036
免疫原	合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリ	モノクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q13111
タンパク質分子量	107 kDa
輸送	保冷バッグ