


Anti-P16-Arc/Arpc5 ポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - O15511

商品番号: CM0029316



前書き

ウサギ由来ポリクローナル抗ヒトARPC5（p16-ARC）抗体。WBおよびELISAでの検証が完了しています。マウスおよびラットと交差反応します。Arp2/3複合体、アクチン動態、DNA修復の研究に不可欠なツールです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	p16-ARC/ARC16/ARPC5 ウサギpAb
備考/別名	ARC16; p16-Arc; dJ127C7.3; p16-ARC/ARC16/ARPC5
対象種	ヒト
GeneID	10092
免疫原	ヒトARPC5（NP_001257368.1）の1～154アミノ酸を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O15511
タンパク質分子量	16kDa
輸送方法	保冷剤