

ウエスタンブロッティング用 Anti-P16 Ink4A ポリクローナル抗体 - P51480

商品番号: CM0019164

前書き

p16

INK4AのN末端を標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体。ウエスタンブロッティングおよびELISAで検証済みで、ヒト、マウス、ラットに交差反応性を示します。細胞周期調節と腫瘍抑制の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	p16 INK4A ウサギ pAb
備考/別名	Arf; p16; MTS1; Petrl; p19ARF; p16INK4a; p19<ARF>; ARF-INK4a; INK4a-ARF; Ink4a/Arf; p16(INK4a); p16 INK4A
種	マウス
遺伝子ID (ヒト)	1029
遺伝子ID	12578
免疫原	マウス p16 INK4A のアミノ酸 1-100 に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。(NP_001035744.1)。
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P51480
タンパク質分子量	17KDa
配送	保冷バッグ