


## Wb、Elisa用 抗P19Arf ウサギ ポリクローナル抗体 - Q64364

商品番号: CM0021935



## 前書き

マウス p19ARF (腫瘍抑制因子ARF)  
に対するウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISA  
で検証済み。ヒトとの交差反応性あり。細胞周期お  
よび腫瘍抑制研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 値                                                                    |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|
| 製品名         | p19ARF ウサギ pAb                                                       |
| 備考/別名       | Arf; MTS1; Pctrl; p19ARF; p19<ARF>; ARF-INK4a; INK4a-ARF; Ink4a/Arf; |
| 種           | マウス                                                                  |
| GeneID (ヒト) | 1029                                                                 |
| GeneID      | 12578                                                                |
| 免疫原         | マウス p19ARF (NP_034007.1) のアミノ酸1-100に対応する合成ペプチド。                      |
| 由来          | ウサギ                                                                  |
| カテゴリー       | ポリクローナル抗体                                                            |
| 適用          | WB, ELISA                                                            |
| 交差反応性       | ヒト                                                                   |
| SWISS       | Q64364                                                               |
| タンパク質分子量    | 19 kDa                                                               |
| 発送          | 保冷バッグ                                                                |