

Ihc-P、Elisa用 Anti-P23/Ptges3 ウサギポリクローナル抗体 - Q15185

商品番号: CM0017453



前書き

P23/PTGES3 (cPGES)
を標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体で、IHC-
PおよびELISAで検証済みです。ヒト、マウス、ラットのタンパク質を検出。プロスタグランジンE2合成とシャペロン機能の研究における重要な試薬です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	P23/PTGES3 ウサギ pAb
備考/別名	P23, TEBP, cPGES
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	10728
遺伝子ID	10728
免疫原	ヒト P23/PTGES3 (NP_006592.3) のアミノ酸1-110に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用方法	IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q15185
タンパク質分子量	19kDa
発送方法	保冷バッグ